

New  
device  
from JSS



Suture  
Grasper

Mediflex<sup>®</sup> 50  
SURGICAL PRODUCTS



スーチャーを簡単にとらえる新感覚！

スーチャー  
グラスパー


内視鏡処置用  
縫合器



Grasp  
the  
Suture,


EASY

経皮的な  
穿刺抵抗が  
極めて小さい  
14Gの  
細径デバイス



特殊な角度により  
腹壁縫合できる  
リユーザブルの  
グラスパーガイド

片手操作で  
簡単に、  
短時間で  
腹壁縫合が  
可能です。



Intuitive

One-Hand  
Grasping

品名	品番	包装単位	薬事番号	クラス分類
スーチャーグラスパー	D1001	10本/箱	※1	I
グラスパーガイド	94420	1本/パック	※2	

※1 医療機器届出番号 27B1X00040000217

※2 医療機器届出番号 27B1X00040000216

お見積もり等、製品の詳細に関しては、  
弊社営業担当までお問合せ下さい。  
Mediflexシリーズには、その他製品も多数ございますので、  
併せてご要望下さい。

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

札幌営業所 TEL.011-271-1011 FAX.011-271-1288  
 仙台営業所 TEL.022-719-7675 FAX.022-719-7670  
 東京営業所 TEL.03-5363-8470 FAX.03-5363-8475  
 名古屋営業所 TEL.052-744-5771 FAX.052-744-5772  
 大阪営業所 TEL.06-6222-3757 FAX.06-6222-3756  
 福岡営業所 TEL.092-436-9831 FAX.092-436-9832